

TSK チバニードル



■特徴

深度マーカ-

・1cmごとのマーカ-により正確な刺入が可能。

高品質・低価格

・国内メーカーだからこそ可能になりました。

■TSKチバニードル 仕様

医療機器認証番号: 220AIBZX00076A01 単回使用 クラス: II 管理医療機器

| サイズ | 長さ | 穿刺針 外径-内径 |
|-----|-------|--------------|
| 18G | 200mm | 1.27-1.07 |
| 21G | 200mm | 0.80-0.58 |
| 22G | 150mm | 0.71-0.54 |

TSK TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売 株式会社 タスク

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1485-11

TEL: 0282-27-8426 FAX: 0282-27-1943

URL: <http://www.tsklab.co.jp>