


TSK チバニードル



■特徴

深度マーカ-

・1cmごとのマーカ-により正確な刺入が可能。

高品質・低価格

・国内メーカーだからこそ可能になりました。

■TSKチバニードル 仕様

医療機器認証番号: 220AIBZX00076A01 単回使用 クラス: II 管理医療機器

サイズ	長さ	穿刺針 外径-内径
18G	200mm	1.27-1.07
21G	200mm	0.80-0.58
22G	150mm	0.71-0.54

TSK TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売 株式会社 タスク

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1485-11

TEL: 0282-27-8426 FAX: 0282-27-1943

URL: <http://www.tsklab.co.jp>