


# CO-AXIAL GUIDE NEEDLE

TSKガイドニードル

TSK



信頼できる技術を、世界へ

# CO-AXIAL GUIDE NEEDLE

## TSKガイドニードル

TSKガイドニードルは、治療又は診断用の処置針を体内へ導入する時の補助に用いる、又はカテーテル、ガイドワイヤーの配置及び操作を目的として使用する単回使用の穿刺針です。弊社製品、自動生検針エースカット/半自動生検針スターカットの各種サイズに対応できるサイズラインナップをご用意しました。

※ご使用前に最新の添付文書をご確認ください。

### 特徴

**針先端加工** 内針先端には直進性の高いトロッカーポイント加工を採用しております。

### 製品規格



※写真は自動生検針エースカット用

品番	サイズ*		対応製品	対応製品 品番**
	太さ	有効長		
CGN-14090-EMRT	13G	71.0mm	半自動生検針 スターカット スタンダードタイプ アスピレーションタイプ	SAG-14090/14090A
CGN-14130-EMRT		111.0mm		SAG-14130/14130A
CGN-14160-EMRT		146.0mm		SAG-14160/14160A
CGN-14220-EMRT		196.0mm		SAG-14220/14220A
CGN-16090-EMRT	15G	72.0mm		SAG-16090/16090A
CGN-16130-EMRT		112.0mm		SAG-16130/16130A
CGN-16160-EMRT		147.0mm		SAG-16160/16160A
CGN-16220-EMRT		197.0mm		SAG-16220/16220A
CGN-18090-EMRT	17G	73.0mm		SAG-18090/18090A
CGN-18130-EMRT		113.0mm		SAG-18130/18130A
CGN-18160-EMRT		148.0mm		SAG-18160/18160A
CGN-18220-EMRT		198.0mm		SAG-18220/18220A
CGN-20090-EMRT	19G	74.0mm		SAG-20090/20090A
CGN-20130-EMRT		114.0mm		SAG-20130/20130A
CGN-20160-EMRT		149.0mm		SAG-20160/20160A
CGN-20220-EMRT		199.0mm		SAG-20220/20220A

\* サイズは実際のゲージ・有効長の表示になっております。  
\*\* 対応製品の規格詳細は各製品カタログをご確認ください。

販売名: TSKガイドニードル  
医療機器認証番号: 22200BZX00143000  
単回使用 クラスII 管理医療機器  
EOG滅菌 10本入り/箱

品番	サイズ*		対応製品	対応製品 品番**	品番	サイズ*		対応製品	対応製品 品番**				
	太さ	有効長				太さ	有効長						
CGNACE-140751-EMLT	13G	54.2mm	自動生検針 エースカット	ACE-140751	17G	54.2mm	自動生検針 エースカット	ACE-180751					
CGNACE-140752-EMLT		51.7mm		ACE-140752		CGNACE-180752-EMLT		51.7mm	ACE-180752				
CGNACE-140753-EMLT		50.7mm		ACE-140753		CGNACE-180753-EMLT		50.7mm	ACE-180753				
CGNACE-141151-EMLT		94.2mm		ACE-141151		CGNACE-181151-EMLT		94.2mm	ACE-181151				
CGNACE-141152-EMLT		91.7mm		ACE-141152		CGNACE-181152-EMLT		91.7mm	ACE-181152				
CGNACE-141153-EMLT		90.7mm		ACE-141153		CGNACE-181153-EMLT		90.7mm	ACE-181153				
CGNACE-141501-EMLT		129.2mm		ACE-141501		CGNACE-181501-EMLT		129.2mm	ACE-181501				
CGNACE-141502-EMLT		126.7mm		ACE-141502		CGNACE-181502-EMLT		126.7mm	ACE-181502				
CGNACE-141503-EMLT		125.7mm		ACE-141503		CGNACE-181503-EMLT		125.7mm	ACE-181503				
CGNACE-142001-EMLT		179.2mm		ACE-142001		CGNACE-182001-EMLT		179.2mm	ACE-182001				
CGNACE-142002-EMLT		176.7mm		ACE-142002		CGNACE-182002-EMLT		176.7mm	ACE-182002				
CGNACE-142003-EMLT		175.7mm		ACE-142003		CGNACE-182003-EMLT		175.7mm	ACE-182003				
CGNACE-160751-EMLT		15G		54.2mm		自動生検針 エースカット		ACE-160751	19G	51.7mm	自動生検針 エースカット	ACE-200751	
CGNACE-160752-EMLT				51.7mm				ACE-160752		CGNACE-200752-EMLT		51.7mm	ACE-200752
CGNACE-160753-EMLT				50.7mm				ACE-160753		CGNACE-200753-EMLT		51.7mm	ACE-200753
CGNACE-161151-EMLT				94.2mm				ACE-161151		CGNACE-201151-EMLT		91.7mm	ACE-201151
CGNACE-161152-EMLT	91.7mm		ACE-161152	CGNACE-201152-EMLT	91.7mm		ACE-201152						
CGNACE-161153-EMLT	90.7mm		ACE-161153	CGNACE-201153-EMLT	91.7mm		ACE-201153						
CGNACE-161501-EMLT	129.2mm		ACE-161501	CGNACE-201501-EMLT	126.7mm		ACE-201501						
CGNACE-161502-EMLT	126.7mm		ACE-161502	CGNACE-201502-EMLT	126.7mm		ACE-201502						
CGNACE-161503-EMLT	125.7mm		ACE-161503	CGNACE-201503-EMLT	126.7mm		ACE-201503						
CGNACE-162001-EMLT	179.2mm		ACE-162001	CGNACE-202001-EMLT	176.7mm		ACE-202001						
CGNACE-162002-EMLT	176.7mm		ACE-162002	CGNACE-202002-EMLT	176.7mm		ACE-202002						
CGNACE-162003-EMLT	175.7mm		ACE-162003	CGNACE-202003-EMLT	176.7mm		ACE-202003						



株式会社タスク  
TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売元 株式会社タスク

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1510-1

TEL:0282-27-0005 FAX:0282-25-6511