


TSK

# STARCUT

半自動生検針スターカット

半自動生検針スターカット  
アスピレーションタイプ

半自動生検針スターカット  
スタンダードタイプ



信頼できる技術を、世界へ

# STARCUT

## 半自動生検針スターカット

半自動生検針スターカットは、検査、治療又は診断のため、人体に穿刺し、組織採取に用いる生検針です。切れ味を追求したスタンダードタイプに加え、より多くの組織採取を実現したアスピレーションタイプをラインナップしています。

### 特長

#### 2 深度マーカー

目視で穿刺深度の確認ができます。10mm間隔で線が入っており、二重線は50mmごとに入っています。

#### 1 針先

シャープな針先で穿刺時のストレスを低減します。

#### 3 2種類の突出長

突出長を11mm・22mmから選択、手技に合わせた突出長を選択可能です。

#### 4 ロック位置

設定した突出長11mm・22mmの確認が本体窓から目視できます。(写真は22mm)

#### 5 アスピレーションタイプ

シリンジ、エクステンションチューブへ接続可能な形状です。



※写真は半自動生検針スターカットスタンダードタイプ

※ご使用前に最新の添付文書をご確認ください。

### 製品規格

サイズ		品番	
太さ	有効長	スタンダードタイプ	アスピレーションタイプ
14G	90mm	SAG-14090	SAG-14090A
	130mm	SAG-14130	SAG-14130A
	160mm	SAG-14160	SAG-14160A
	220mm	SAG-14220	SAG-14220A
16G	90mm	SAG-16090	SAG-16090A
	130mm	SAG-16130	SAG-16130A
	160mm	SAG-16160	SAG-16160A
	220mm	SAG-16220	SAG-16220A
18G	90mm	SAG-18090	SAG-18090A
	130mm	SAG-18130	SAG-18130A
	160mm	SAG-18160	SAG-18160A
	220mm	SAG-18220	SAG-18220A
20G	90mm	SAG-20090	SAG-20090A
	130mm	SAG-20130	SAG-20130A
	160mm	SAG-20160	SAG-20160A
	220mm	SAG-20220	SAG-20220A

### 半自動生検針スターカット用 TSKガイドニードル エコー対応の同軸ガイド針。

※サイズ・価格は別途お問い合わせください。  
医療機器認証番号:22200BZX00143000

販売名: 半自動生検針  
医療機器認証番号: 21300BZZ00503000  
単回使用 クラスII 管理医療機器  
ガンマ線滅菌 10本入り/箱



株式会社タスク  
TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売元 株式会社タスク

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1510-1

TEL:0282-27-0005 FAX:0282-25-6511