




CHIBA NEEDLE

TSKチバニードル



信頼できる技術を、世界へ


CHIBA NEEDLE

TSKチバニードル

TSKチバニードルは、治療、診断のために穿刺し、薬液注入、
排液等及びカテーテル等の挿入補助具として使用可能な製品です。

※ご使用前に最新の電子添文をご確認ください。

特長




深度マーカ

目視で穿入刺度の確認が可能

10mm間隔

ツマミ ツマミの色で公称外径を確認可能

18G  ピンク

21G  ディープグリーン

22G  ブラック

製品規格

サイズ					適合ガイド ワイヤ径
公称外径	外径	内径	有効長	品番	
18G	1.26mm	1.07mm	200mm	TCN-18200	0.89mm
21G	0.81mm	0.58mm	150mm	TCN-21150	
			200mm	TCN-21200	
22G	0.71mm	0.54mm	150mm	TCN-22150	0.46mm
			200mm	TCN-22200	

販売名: TSK チバニードル
医療機器認証番号: 220AIBZX00076A01
単回使用 クラスII 管理医療機器
EOG滅菌 10本入り/箱



株式会社タスク
TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売元 株式会社タスク

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1510-1

TEL: 0282-27-0005 FAX: 0282-25-6511