


TSK

# K NEEDLE

K-ニードル



信頼できる技術を、世界へ

# K-NEEDLE

## K-ニードル

K-ニードルは、検査、治療又は診断の為、骨生検針、及び造影剤又は薬液(麻酔薬を除く)等、注入針として使用する単回使用の製品です。

## 特徴

### 2種類の内針

内針には先端形状の異なるSharp内針、Dull内針の2種類を付属しております。術中状況に合わせて使い分けることができます。



### コンパクトなハンドル

術中操作の妨げにならないように、コンパクトなハンドル形状を用いています。そのため、施術者様の術中における操作性を向上しております。

※ご使用前に最新の添付文書をご確認ください。

## 製品規格

サイズ		品番
太さ	有効長	
13G	100mm	KNL-13100D
	150mm	KNL-13150D
14G	100mm	KNL-14100
	150mm	KNL-14150
15G	100mm	KNL-15100
	150mm	KNL-15150

販売名:K-ニードル  
医療機器認証番号:220AABZX00114000  
単回使用 クラスII 管理医療機器  
ガンマ線滅菌 10本入り/箱



株式会社タスク  
TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売元 株式会社タスク

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1510-1

TEL:0282-27-0005 FAX:0282-25-6511