



TSK

製品カタログ

TSK OptiXion™

Better precision. Sharper vision.

TSK オプティクション™* ニードル

広い内腔

よりスムーズな注入を可能にします。

ハブマーキング


刃面の向きが一目でわかるよう
▲型のマーキングが施されています。



TSK オプティクション™ ニードルは、主に眼内の物質を排出したり、薬剤を投与したりするために使用される
単回使用注射針です。眼に穿刺する際の穿刺抵抗を軽減するように設計されています。

TSK オプティクション™*

粘弾性物質カニューレ



TSK オプティクション™粘弾性物質用カニューレは、主に眼内に粘弾性物質（OVD）を注入するために使用されるカニューレです。


*TSK OptiXionは、販売名：TSKインジェクションニードルの一部モデルの愛称です。

製品規格

[製品タイプ]

TSK オプティクション™
ニードル

[先端形状]



[サイズ]

- 34G x 9mm^{ETW}
- 33G x 9mm^{ETW}
- 32G x 9mm^{ETW}
- 32G x 13mm^{ETW}
- 30G x 13mm^{ETW}

[品番]

OTX-018009E-50
OTX-020009E-50
OTX-023009E-50
OTX-023013E-50
OTX-030013E-50

TSK オプティクション™
粘弾性物質カニューレ



- 27G x 22mm
- 25G x 22mm

VSC-040022-50
VSC-050022-50

※ご使用前に最新の電子添文をご確認ください。

販売名：TSKインジェクションニードル
医療機器承認番号：30600BZX00097000
一般名称：単回使用眼科手術用カニューレ
単回使用注射用針
単回使用 クラスII 管理医療機器
ガンマ線滅菌 50本入り/箱

TSK 株式会社タスク
TSK Laboratory, Japan

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1510-1
TEL: 0282-27-0005 FAX: 0282-25-6511

www.tsklab.co.jp