

TSK

STERiJECT™

TSKステリジェクト™






# TSKステリジェクト™

ステリジェクトは単回使用注射用針です。

33G(\*)までの豊富なサイズで施術者が行う術式によって選べるラインナップを揃え、  
針先は鋭いカットのランセットタイプを適用。  
3種類の針基を展開することで、幅広い手技に対応できます。

\* 社内規格による

| 特徴           | PRE   | PRC   | HPC   | 説明                              |
|--------------|---|---|---|---------------------------------|
|              |  |  |  |                                 |
| 日本製          | ○   | ○   | ○   | 国内自社工場での製造(部品も全て日本製)            |
| 硬質な針基        |   | ○   | ○   | 高粘度薬液注入時の液漏れリスクを軽減              |
| ルアーロックタイプ    |   |   | ○   | ルアーロックタイプシリンジと使用することで針外れのリスクを軽減 |
| 豊富なサイズラインナップ | ○   |   |   | 部位や薬液に適した針の太さ・長さを選択可能           |

## 取り扱いサイズ

販売名: TSKステリジェクト

単回使用注射用針 医療機器認証番号: 22200BZX00144000

単回使用 クラスII 管理医療機器

### PRE針基

| 製品コード        | サイズ                  | 薄肉タイプ** | 入り数 |
|--------------|----------------------|---------|-----|
| PRE - 30004  | 30G (0.30mm) × 4mm   |         | 100 |
| PRE - 30006  | 30G (0.30mm) × 6mm   |         | 100 |
| PRE - 30013I | 30G (0.30mm) × 13mm  | ○       | 100 |
| PRE - 30025  | 30G (0.30mm) × 25mm  |         | 100 |
| PRE - 31013  | 31G* (0.28mm) × 13mm |         | 100 |
| PRE - 32004  | 32G* (0.26mm) × 4mm  |         | 100 |
| PRE - 32009  | 32G* (0.26mm) × 9mm  |         | 100 |
| PRE - 32013  | 32G* (0.26mm) × 13mm |         | 100 |
| PRE - 33013  | 33G* (0.24mm) × 13mm |         | 100 |

### PRC針基

| 製品コード        | サイズ                 | 薄肉タイプ** | 入り数 |
|--------------|---------------------|---------|-----|
| PRC - 27013I | 27G (0.40mm) × 13mm | ○       | 100 |
| PRC - 30013I | 30G (0.30mm) × 13mm | ○       | 100 |

### HPC針基

| 製品コード        | サイズ                 | 薄肉タイプ** | 入り数 |
|--------------|---------------------|---------|-----|
| HPC - 27013I | 27G (0.40mm) × 13mm | ○       | 100 |
| HPC - 30013I | 30G (0.30mm) × 13mm | ○       | 100 |

\* 社内規格による

\*\* 薄肉タイプ…弊社従来品の針に比べ針筒の内腔が広い構造。

CAT-PRE-J04 2020.10.1