

2026年4月

お客様各位

「半自動生検針スターカット アスピレーションタイプ」改良のご案内

謹啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度、「販売名：半自動生検針スターカット アスピレーションタイプ」（医療機器認証番号：21300BZZ00503000）におきまして、より安全かつ正確な手技をサポートするため、仕様の一部を改良し、販売を開始することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

謹白

## 記

## 1. 改良の内容

本製品に併用する「販売名：TSK ガイドニードル（医療機器認証番号：22200BZX00143000）」との位置関係を調整するための「11mm スペーサー」を追加いたしました。

「11mm スペーサー」にはカラーコードを採用しております。

また仕様変更に伴い、個装箱のデザイン及びサイズを変更いたしました。

## 2. 改良の目的

本製品と TSK ガイドニードルを併用する際、穿刺深さの調整をより容易にし、意図しない深さへの到達を防ぐことで、手技の安全性と精度の向上を図ることを目的としております。

また「11mm スペーサー」にカラーコードを採用することで、本製品のサイズ選択の誤認を防ぎ、よりスムーズな準備をサポートします。

## 3. 切替開始時期

弊社営業所での在庫期間がございますので、出荷時期・切替ロットについては営業担当までお問い合わせ下さい。

## 4. お問い合わせ先

製造販売元：株式会社タスク

TEL：0282-27-8426

FAX：0282-25-6688

## ■変更詳細

	現行品	変更品
部品変更	<p>TSK ハブ 窓 セイフティー 押し駒 プロテクター 本体 ルアーキャップ</p>	<p>窓 押し駒 Spacer プロテクター 本体 セイフティー ルアーキャップ</p>
個装箱変更	白無地箱 (375×115×H90mm)	社名入り箱 (373×127×H91mm)

## ■対象品番

太さ	有効長	品番	箱入り数	JAN コード
14G	90 mm	SAG-14090A	10 本	4571225303697
	130 mm	SAG-14130A	10 本	4571225303710
	160 mm	SAG-14160A	10 本	4571225303734
	220 mm	SAG-14220A	10 本	4571225303741
16G	90 mm	SAG-16090A	10 本	4571225303758
	130 mm	SAG-16130A	10 本	4571225303765
	160 mm	SAG-16160A	10 本	4571225303772
	220 mm	SAG-16220A	10 本	4571225303789
18G	90 mm	SAG-18090A	10 本	4571225303796
	130 mm	SAG-18130A	10 本	4571225303802
	160 mm	SAG-18160A	10 本	4571225303819
	220 mm	SAG-18220A	10 本	4571225303826
20G	90 mm	SAG-20090A	10 本	4571225303833
	130 mm	SAG-20130A	10 本	4571225303840
	160 mm	SAG-20160A	10 本	4571225303857
	220 mm	SAG-20220A	10 本	4571225303864

以上